


beurer

quick start guide

BF700



- D** Batterien einlegen (3xAAA, 1,5V)
- GB** Insert batteries (3 x AAA, 1.5V)
- F** Insérez les piles (3 x AAA, 1,5V)
- E** Colocar las pilas (3 pilas AAA de 1,5V)
- I** Inserimento delle batterie (3 AAA da 1,5V)



- Bluetooth in den Einstellungen des Smartphones aktivieren
- Activate Bluetooth in the smartphone settings
- Activez le Bluetooth dans les paramètres du smartphone
- Activar Bluetooth en los ajustes del smartphone
- Attivare il Bluetooth nelle impostazioni dello smartphone



- „Beurer Healthmanager“ aus dem App Store installieren
- Install „Beurer Healthmanager“ from the App Store
- Installez « Beurer Healthmanager » dans l'App Store
- Instalar „Beurer Healthmanager“ en el App Store
- Installare „Beurer HealthManager“ nell' App Store



- D** App starten und den Anweisungen folgen
- GB** Start the app and follow the instructions
- F** Démarrez l'application et suivre les instructions
- E** Iniciar la aplicación y seguir las instrucciones
- I** Avviare la app e seguire le istruzioni



- BF 700 in App auswählen
- Select BF 700 in the app
- Sélectionnez BF 700 dans l'application
- Seleccionar en la aplicación BF 700
- Nella app selezionare BF 700



- Nach Aufforderung der App die Benutzerzuordnung durchführen
- Assign the user when requested to do so by the app
- Affectez les utilisateurs à la demande de l'application
- Quando la aplicación lo solicite, realizar la asignación de usuario
- Quando richiesto, eseguire l'assegnazione degli utenti

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm, Germany

www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com
www.beurer-healthguide.com



Liste der unterstützten Smartphones/Tablets
List of supported smartphones/tablets

beurer

quick start guide

BF700

1

- TR** Pilleri takın (3 x AAA, 1,5V)
RUS Установка батареек (3 шт. x тип AAA, 1,5В)
PL Włóż baterie (3 x AAA, 1,5V)
NL Batterijen plaatsen (3 x AAA, 1,5V)
P Colocar as pilhas (3 x tipo AAA, de 1,5V)
GR Τοποθετήστε τις μπαταρίες (3 x AAA, 1,5V)
DK Isætning af batterier (3 x AAA, 1,5V)
S Sätta i batterier (3 st. AAA, 1,5V)
N Sett inn batteriene (3 x AAA, 1,5V)
FI Aseta paristot (3 x AAA, 1,5V)
CZ Vložte baterie (3x 1,5V typu AAA)
SLD Vstavite baterije (3 x AAA, 1,5V)

- H** Helyezze be az elemeket (3 x AAA, 1,5V)
RO Introducerea bateriilor (3 x AAA, 1,5V)

2

- Akıllı telefon ayarlarında Bluetooth'u etkinleştirin
Активируйте в настройках смартфона функцию Bluetooth
Włącz funkcję Bluetooth w ustawieniach telefonu
Bluetooth in de instellingen van de smartphone activeren
Ativar o serviço Bluetooth na configuração do smartphone
Ενεργοποιήστε το Bluetooth στις ρυθμίσεις του Smartphone
Aktiver Bluetooth i smartphonens indstillinger
Aktivera den smarta telefonens Bluetooth-funktion via inställningarna
Aktiver Bluetooth i innstillingene til smarttelefonen
Aktivoi Bluetooth älypuhelimesi asetuksista
Aktivujte Bluetooth v nastaveních smartphonu
Aktivirajte Bluetooth v pametnem telefonu

- Aktiválja az okostelefon beállításaiban a Bluetooth-t
Activati Bluetooth în setările smartphone-ului

3

- App Store'dan „Beurer Healthmanager“ yükleyin
Установите через App Store приложение Beurer Healthmanager
Zainstaluj aplikację „Beurer Healthmanager” ze sklepu Appstore
„Beurer Healthmanager” via de App Store installeren
Instalar o „Beurer Healthmanager” na App Store
Εγκαταστήστε το „Beurer Healthmanager” στο App-Store
Installer „Beurer Healthmanager” fra App Store
Installera „Beurer Healthmanager” i appbutiken
Installer „Beurer Healthmanager” i App Store
Asenna „Beurer Healthmanager” App Store -sovelluskaupassa
Nainstalujte aplikaci „Beurer Healthmanager” na portálu App Store
Namestite aplikacijo »Beurer Healthmanager«, ki je na voljo v trgovini z aplikacijami
Telepítse a „Beurer Healthmanager” alkalmazást az App Store-ból
Instalați „Beurer Healthmanager” din App Store

4

- TR** Uygulamayı başlatın ve talimatlara uyun
RUS Запустите приложение и следуйте указаниям

- PL** Włącz aplikację i postępuj zgodnie ze wskazówkami
NL App openen en de aanwijzingen opvolgen
P Executar a aplicação e seguir as instruções
GR Εκκινήστε το App και ακολουθήστε τις οδηγίες
DK Start app'en, og følg instruktionerne
S Starta appen och följ anvisningarna
N Start appen og følg anvisningene
FI Käynnistä sovellus ja noudata ohjeita
CZ Spusťte aplikaci a postupujte podle příslušných pokynů
SLD Zaženite aplikacijo in upoštevajte navodila
H Indítsa el az alkalmazást és kövesse az utasításokat
RO Inițializați App și urmați instrucțiunile

5

- Uygulamada BF 700 seçin
Выберите в приложении BF 700

- Wybierz BF 700 w aplikacji
BF 700 in de app selecteren
Selecionar BF 700 na aplicação
Επιλέξτε BF 700 στο App
Vælg BF 700 i app'en
Välj BF 700 i appen
Velg BF 700 i appen
Valitse sovelluksesta BF 700
Vyberte v aplikaci možnost BF 700
V aplikaciji izberite BF 700
Az alkalmazásból válassza ki a BF 700-at
Selectați BF 700 în App

6

- Uygulamayı açtıktan sonra kullanıcı ataması gerçekleştirin
Когда в приложении появится соответствующий запрос, проведите процедуру согласно правилам пользования
Po wyświetleniu monitu przez aplikację przyporządkuj użytkownika
Zodra de app hierom vraagt de gebruikers toewijzen
Quando a aplicação o solicitar, efetuar a atribuição do utilizador
Μόλις ζητηθεί από το App καθορίστε χρήστη
Gennemfør brugertilknytning, når app'en beder om det
Genomför en användartilldelning när du uppmanas till det i appen
Foreta brukertilordning når du blir bedt om dette i appen
Määritä käyttäjä sovelluksen näin kehottaessa
Po výzvě aplikace přiřadte uživatele
Na zahtevo aplikacije izvedite opredelitev uporabnika
Amikor az alkalmazás kéri, végezze el a felhasználó hozzáadását.
În urma solicitării transmise de App, efectuați repartizarea utilizatorului



Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm, Germany

www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com
www.beurer-healthguide.com



Liste der unterstützten Smartphones/Tablets
List of supported smartphones/tablets

711.696 - 0316